

چک لیست طرز کار عملی با دستگاه پالس اکسیمتری

نام و نام خانوادگی : بخش:

ردیف	عنوان	۲	۱	۰
۱	دستگاه را به برق وصل می کند.			
۲	دستگاه را به وسیله دکمه Power روشن می کند.			
۳	پروپ دستگاه را به انگشت مناسب وصل می کند.			
۴	منتظر تشکیل منحنی درصد اشباع اکسیژن می ماند.			
۵	عدد ثبت شده روی صفحه را یادداشت می کند.			
۶	پروپ دستگاه را از انگشت خارج می کند.			
۷	با استفاده از دکمه Power دستگاه را خاموش می کند.			

۰ = خیر ۱ = تا حدودی ۲ = بلی

نمره	درصد
۱۴	۱۰۰

- نام و نام خانوادگی منتور: امضاء:
- نام و نام خانوادگی سرپرستار: امضاء:
- نام و نام خانوادگی سوپروایزر: امضاء: