

چک لیست استفاده از وارمر

نام و نام خانوادگی : بخش:

ردیف	عنوان	۲	۱	۰
۱	دستگاه را روشن می کند.			
۲	کلید دما را روی عدد مورد نظر قرار می دهد.			
۳	ست خون را به نحو صحیح چند دور روی قسمت سیم پیچ دستگاه می چرخاند.			
۴	در پایان دستگاه را خاموش می نمایند.			

۰ = خیر ۱ = تا حدودی ۲ = بلی

نمره	درصد
۸	۱۰۰

- نام و نام خانوادگی منتور:
- نام و نام خانوادگی سرپرستان:
- نام و نام خانوادگی سوپروایزر: