



بسمه تعالی
مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی

چک لیست استفاده از گلوکومتر

نام و نام خانوادگی: بخش:

ردیف	عنوان	۰	۱	۲
۱	نوار گلوکومتر را در محل خود قرار می دهد و چند ثانیه صبر می کند.			
۲	با ظاهر شدن علامت قطره، یک قطره خون روی قسمت مخصوص نوار می ریزد.			
۳	میزان قند خون مشخص شده را ثبت می نماید.			
۴	نوار استفاده شده را به روش صحیح حذف کرده و دستگاه را در محل خود قرار می دهد.			

۰ = خیر ۱ = تا حدودی ۲ = بلی

نمره	درصد
۸	۱۰۰

- نام و نام خانوادگی منتور: امضاء:
- نام و نام خانوادگی سرپرستار: امضاء:
- نام و نام خانوادگی سوپروایزر: امضاء: